

ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΕΝΟΥ (1000mbar,επίτοιχο, NF)

- Να συνδέεται απευθείας στις λήψεις κενού του νοσοκομείου (Γαλλικού τύπου) με ειδικό ταχυσύνδεσμο κενού (κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NF-S 90-116) ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου πέραν αυτής του κενού.
- Να διαθέτει περιστροφικό (κατά 180°) και όχι πιεστικό ταχυδιακόπτη που να αναγράφει τις ενδείξεις on-off, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση προρυθμισμένου ύψους κενού και άμεση διακοπή της διαδικασίας αναρρόφησης.
- Να διαθέτει περιστροφικό κομβίο συνεχούς ρύθμισης του επιθυμητού ύψους κενού.
- Να διαθέτει μανόμετρο κενού, κλίμακας 0 έως -1000 mbar.
- Η έξοδος του να είναι κοχλιωτή για εναλλακτική σύνδεση διαφόρων παρελκόμενων συσκευών (Δοχείο υπερχειλίσης ,συνδετικό σωλήνων κ.λ.π.).
- Να επιτυγχάνει ύψος κενού μεγαλύτερο από 900 mbar.
- Να αναγράφει στοιχεία κατασκευαστή, τύπο συσκευής, σήμανση **CE**, κωδικό φορέα πιστοποίησης (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa) και στοιχεία ιχνιλασιμότητας (serial number ή part number).