

## 1. Απορρυπαντικό για τα ενδοσκόπια

- Να είναι ενζυματικής σύνθεσης και με ουδέτερο pH για τον καθαρισμό από οργανικές ουσίες (> 4 ένζυμα)
- Να εμποδίζει τον σχηματισμό κρυστάλλων μέσα στους αυλούς των ενδοσκοπίων
- Να καθαρίζει σε όσο το δυνατόν συντομότερο διάστημα
- Να εξαφανίζει βιολογικές οσμές από τα κανάλια των ενδοσκοπίων και από οποιαδήποτε επιφάνεια
- Να είναι συμβατό με άκαμπτα-εύκαμπτα ενδοσκόπια. Να αποδεικνύεται η συμβατότητα με την κατάθεση των αντίστοιχων πιστοποιητικών από κατασκευαστές (Pentax, Olympus, General Electric, Philips, Wolf, Stortz κτλ)
- Να μην προκαλεί φθορά στα εργαλεία, να μην είναι διαβρωτικό, οξειδωτικό και χρωστικό.
- Να κατατεθεί πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης, οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά και αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν
- Να συνοδεύονται από τα ξενόγλωσσα και τα ελληνικά Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (Material Safety Data Sheet)
- Η αξιολόγηση θα γίνει ανά λίτρο έτοιμου προς χρήση διαλύματος
- Να φέρει JCE και άδεια από το ΓΧΚ ή καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων εάν απαιτείται